

檢驗課通知

檢字 11104

日期：2022 年 04 月 15 日

受文者：全體醫護人員

主旨：異動 T. pallidum Ab confirmation 檢驗試劑及檢驗原理

說明：

1. 委外代檢單位(彰化基督教醫院)異動 T. pallidum Ab confirmation 檢驗試劑及檢驗原理，檢驗原理由「顆粒凝集法(Particle agglutination, PA)」改為「化學冷光微粒酵素免疫分析法(Chemiluminescent Microparticle Immunoassay, CIA)」。採檢相關注意事項請參照本院主網頁檢驗資訊查詢系統(<http://www.rc.cch.org.tw/LabSearch/>)及採檢手冊說明。

檢驗項目	T. pallidum Ab confirmation (CIA)		
檢驗收費碼	FSITPH、FSITPA、 FSITPHA、FSITPPN FSITPHH	健保碼(點數)	12018C(300 點)
是否接受代檢	否		
檢體需求			
1	採檢須知	(1)檢體 / 採檢容器：血液 / 02 號黃頭管(Serum separator tube II) (2)建議採檢量：全血 2.0 mL (3)採檢注意事項(病人準備)：無	
2	檢體傳送要求	(1)傳送方式：以人工或傳送梯方式傳送； (2)傳送環境要求： (A)院內傳送：採檢後 8 小時內全血以常溫(15~30°C)傳送。 (B)院外傳送：採檢後，待全血檢體完全凝固，離心分離或分裝血清，以 2~8°C 傳送。	
3	退件條件	(1)一般退件條件：一般退件條件：符合一般退件條件，請參見【檢驗資訊查詢系統】<檢體採集原則>「一般退件條件」 (2)特殊退件條件：嚴重溶血(溶血 \geq 4+)	
4	檢體之儲存條件	(1)傳送前儲存條件： (A)全血：於室溫儲存 8 小時 (B)血清：於室溫可儲存 3 天，於 2~8°C 可儲存 7 天，於 -10°C 以下可儲存 30 天。	

		(2)檢體上機前儲存條件：委外代檢項目不適用
		(3)檢驗後檢體儲存條件：委外代檢項目不適用
5	追加 (additional) / 複驗(repeat)條件	委外代檢項目不適用
6	進一步檢驗 (further examination)	無
7	受理時間	24 小時
6	報告時效	5 天
7	檢驗方法	化學冷光微粒酵素免疫分析法(Chemiluminescent Microparticle Immunoassay, CMIA)
8	生物參考區間	Nonreactive (S/CO <1.0)
9	適應症	檢測血清中梅毒螺旋抗體，協助梅毒感染之診斷。
10	臨床意義	Syphilis TP 可作為 RPR 陽性結果之確認試驗或是判定是否曾有感染。
11	執行組別	檢驗課(連絡電話：04-7779595 轉 7074~7)
12	其他	1. 檢驗代碼 FSITPPN 為針扎事件之感染源專用醫令，限感染科 使用。 2. 委託彰化基督教醫院代檢

3. 相關問題，請聯絡檢驗課，分機 7074~7075。

檢驗課